

# 周波数分布



横軸: 周波数 (kHz)、縦軸: スペクトル強度

人孔No.	197	198	人孔No.	197	198	人孔No.	197	198			
対象管体	1	検査位置	1	対象管体	3	検査位置	2	対象管体	5	検査位置	2
人孔No.	197	198	人孔No.	197	198	人孔No.	197	198			
対象管体	1	検査位置	2	対象管体	3	検査位置	3	対象管体	5	検査位置	3
人孔No.	197	198	人孔No.	197	198	人孔No.	197	198			
対象管体	2	検査位置	1	対象管体	4	検査位置	1	対象管体	6	検査位置	1
人孔No.	197	198	人孔No.	197	198	人孔No.	197	198			
対象管体	2	検査位置	2	対象管体	4	検査位置	2	対象管体	6	検査位置	2
人孔No.	197	198	人孔No.	197	198	人孔No.	197	198			
対象管体	2	検査位置	3	対象管体	4	検査位置	3	対象管体	6	検査位置	3
人孔No.	197	198	人孔No.	197	198	人孔No.	197	198			
対象管体	3	検査位置	1	対象管体	5	検査位置	1	対象管体	7	検査位置	1